





Suturas quirúrgicas

Suturas absorbibles y no absorbibles

Fotografía cortesía del Dr. Alberto Salgado Velázquez









Suturas Serag Wiessner

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE AGUJA

Serag-Wiessner ofrece un amplio espectro de agujas que se adaptan a las más variadas indicaciones y cumplen con las exigencias más estrictas. Para la fabricación de las agujas utilizan casi exclusivamente **acero inoxidable 300**, lo que garantiza unas propiedades extraordinarias.

Si está indicada la absorción del hilo en el tejido, se utiliza material de **sutura absorbible**: la semivida se ha establecido como un criterio diferenciador en este tipo de suturas.

La **sutura no absorbible** se compone de multitud de sustancias poliméricas o de acero inoxidable y tradicionalmente también de sustancias naturales (seda).

Forma de la aguja D= 3/8 círculo.	Tipo de aguja S= aguja triangular de corte inverso.	Características especiales S= punta premium extrafina. Menor fuerza de penetración y menor trauma de tejido.
 DSS10 aguja premium 10 mm de longitud	 DS12 aguja 12 mm de longitud	
 DSS13 aguja premium 13 mm de longitud	 DS15 aguja 15 mm de longitud	
 DSS15 aguja premium 15 mm de longitud	 DS18 aguja 18 mm de longitud	
 DS10 aguja triangular 10 mm de longitud	 DS21 aguja 21 mm de longitud	





Compra hoy y recíbelo mañana

Seralon

Monofilamento no absorbible

Hilo de poliamida.
Fotografía cortesía del Dr. Sergio Kahn

TIPO DE AGUJA	SUTURA	USP	LONG. HILO	UNID.	REFERENCIA	PRECIO
DS10	SERALON	5/0	1 x 0,75 cm	24	VO103411	82€
DS12	SERALON	4/0	1 x 0,75 cm	24	VO153412	72€
	SERALON	5/0	1 x 0,75 cm	24	VO103412	72€
DS15	SERALON	6/0	1 x 0,75 cm	24	VO073412	73€
	SERALON	3/0	1 x 0,75 cm	24	VO203413	60€
	SERALON	4/0	1 x 0,75 cm	24	VO153413	60€
DS18	SERALON	5/0	1 x 0,75 cm	24	VO103413	60€
	SERALON	6/0	1 x 0,75 cm	24	VO073413	60€
	SERALON	3/0	1 x 0,75 cm	24	VO203414	60€
DS21	SERALON	4/0	1 x 0,75 cm	24	VO153414	60€
	SERALON	5/0	1 x 0,75 cm	24	VO103414	60€
	SERALON	6/0	1 x 0,75 cm	24	VO073414	60€
DSS13 (PREMIUM)	SERALON	3/0	1 x 0,75 cm	24	VO203497	60€
	SERALON	4/0	1 x 0,75 cm	24	VO15341L	105€
	SERALON	5/0	1 x 0,75 cm	24	VO10341L	105€
	SERALON	6/0	1 x 0,75 cm	24	VO07341L	105€
DSS15 (PREMIUM)	SERALON	7/0	1 x 0,75 cm	24	VO05171L	105€
	SERALON	4/0	1 x 0,75 cm	24	VO07341T	105€
	SERALON	5/0	1 x 0,75 cm	24	VO10341T	105€
	SERALON	6/0	1 x 0,75 cm	24	VO15341T	105€

SUTURA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA CIRUGÍAS PERIODONTALES AGUJA ANTIRREFLEJO, CURVA ASINTÓTICA Y MICRO PUNTA

DSMA	SERALON	5/0	1 x 0,50 cm	24	VO1017RE	130€
------	---------	-----	-------------	----	----------	------

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.



Compra hoy y recíbelo mañana

Seralene

Monofilamento no absorbible

Hilo de fluoruro de polivinilideno
Fotografía cortesía del Dr. Pablo Pavón Fraile

TIPO DE AGUJA	SUTURA	USP	LONG. HILO	UNID.	REFERENCIA	PRECIO
DS12	SERALENE	4/0	1 x 0,50 cm	24	LO151712	81€
	SERALENE	5/0	1 x 0,50 cm	24	LO101712	81€
DS15	SERALENE	3/0	1 x 0,75 cm	24	LO203413	68€
	SERALENE	4/0	1 x 0,50 cm	24	LO151713	68€
	SERALENE	5/0	1 x 0,75 cm	24	LO103413	68€
DS18	SERALENE	3/0	1 x 0,75 cm	24	LO203414	65€
	SERALENE	4/0	1 x 0,75 cm	24	LO153414	65€
	SERALENE	5/0	1 x 0,75 cm	24	LO103414	65€
DSS10 (PREMIUM)	SERALENE	6/0	1 x 0,50 cm	24	LO07171S	119€
DSS13 (PREMIUM)	SERALENE	4/0	1 x 0,50 cm	24	LO15171L	119€
	SERALENE	5/0	1 x 0,75 cm	24	LO10341L	119€
	SERALENE	6/0	1 x 0,50 cm	24	LO07171L	119€
	SERALENE	7/0	1 x 0,50 cm	24	LO05171L	128€
DSS15 (PREMIUM)	SERALENE	3/0	1 x 0,50 cm	24	LO20171T	119€
	SERALENE	4/0	1 x 0,75 cm	24	LO15341T	119€
	SERALENE	5/0	1 x 0,50 cm	24	LO10171T	119€
	SERALENE	6/0	1 x 0,50 cm	24	LO07171T	119€

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.



Compra hoy y recíbelo mañana

Seramon

Monofilamento no absorbible

Hilo de politetrafluoroetileno. (PTFE)
Fotografía cortesía del Dr. Guillermo Pardo Zamora

TIPO DE AGUJA	SUTURA	USP	LONG. HILO	UNID.	REFERENCIA	PRECIO
DS12	SERAMON	5/0	1 x 0,50 cm	24	MEO101712	259€
DS15	SERAMON	4/0	1 x 0,50 cm	24	MEO151713	259€
	SERAMON	5/0	1 x 0,50 cm	24	MEO101713	259€
DS18	SERAMON	3/0	1 x 0,50 cm	24	MEO201714	259€
	SERAMON	4/0	1 x 0,50 cm	24	MEO151714	259€

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.



Compra hoy y recíbelo mañana

Seraflex

Multifilamento no absorbible

Hilo de seda
Fotografía cortesía de la Dra. Asun Sada González

TIPO DE AGUJA	SUTURA	USP	LONG. HILO	UNID.	REFERENCIA	PRECIO
DS12	SERAFLEX	4/0	1 x 0,50 cm	24	IO151712	76€
	SERAFLEX	5/0	1 x 0,50 cm	24	IO101712	76€
	SERAFLEX	6/0	1 x 0,50 cm	24	IO071712	80€
DS15	SERAFLEX	3/0	1 x 0,75 cm	24	IO203413	68€
	SERAFLEX	4/0	1 x 0,50 cm	24	IO151713	68€
	SERAFLEX	5/0	1 x 0,50 cm	24	IO101713	68€
DS18	SERAFLEX	3/0	1 x 0,75 cm	24	IO203414	64€
	SERAFLEX	4/0	1 x 0,75 cm	24	IO153414	64€
	SERAFLEX	5/0	1 x 0,75 cm	24	IO103414	64€

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.



Compra hoy y recíbelo mañana

Supramid

Multifilamento no absorbible

Hilo de poliamida.
Fotografía cortesía del Dr. Álvaro Rodríguez Martín

TIPO DE AGUJA	SUTURA	USP	LONG. HILO	UNID.	REFERENCIA	PRECIO
DS12	SUPRAMID	5/0	1 x 0,50 cm	24	TO101712	86€
DS15	SUPRAMID	3/0	1 x 0,50 cm	24	TO201713	81€
	SUPRAMID	4/0	1 x 0,50 cm	24	TO151713	81€
	SUPRAMID	5/0	1 x 0,50 cm	24	TO101713	81€
	SUPRAMID	6/0	1 x 0,50 cm	24	TO071713	81€
	SUPRAMID	3/0	1 x 0,75 cm	24	TO203414	65€
DS18	SUPRAMID	4/0	1 x 0,75 cm	24	TO153414	65€
	SUPRAMID	5/0	1 x 0,50 cm	24	TO101714	65€

USP 3/0 y 4/0 multifilamento no absorbible.

USP 5/0 monofilamento no absorbible.

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.



Compra hoy y recíbelo mañana

Nylon

Monofilamento no absorbible

Hilo de poliamida

TIPO DE AGUJA	SUTURA	USP	LONG. HILO	UNID.	REFERENCIA	PRECIO
DSL6	NYLON	8/0	1 x 0,15 cm	12	ZO040295	184€
	NYLON	9/0	1 x 0,15 cm	12	ZO030295	184€

NYLON es una sutura de poliamida monofilamento que gracias a su buen deslizamiento a través de los tejidos y su elevada resistencia a la tracción, **resulta especialmente adecuada para la microcirugía donde los puntos deben ser muy delicados.**

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.



Compra hoy y recíbelo mañana

Serafast

Monofilamento absorbible

Hilo de ácido poliglicólico-caprolactona (PGACL).
Fotografía cortesía del Dr. Ouxin Zhu

TIPO DE AGUJA	SUTURA	USP	LONG. HILO	UNID.	COLOR	REFERENCIA	PRECIO
DS12	SERAFast	5/0	1 x 0,45 cm	24	INCOLORA	4O101312	113€
	SERAFast	4/0	1 x 0,70 cm	24	INCOLORA	4O153213	113€
DS15	SERAFast	5/0	1 x 0,70 cm	24	VIOLETA	JO103213	113€
	SERAFast	6/0	1 x 0,70 cm	24	VIOLETA	JO073213	113€
DS18	SERAFast	3/0	1 x 0,70 cm	24	INCOLORA	4O203214	113€
	SERAFast	3/0	1 x 0,70 cm	24	VIOLETA	JO203214	113€
	SERAFast	4/0	1 x 0,70 cm	24	INCOLORA	4O153214	113€
	SERAFast	4/0	1 x 0,70 cm	24	VIOLETA	JO153214	113€
	SERAFast	5/0	1 x 0,70 cm	24	INCOLORA	4O103214	113€
	SERAFast	5/0	1 x 0,70 cm	24	VIOLETA	JO103214	113€
DSS10 (PREMIUM)	SERAFast	6/0	1 x 0,45 cm	24	INCOLORA	4O07131S	209€
DSS13 (PREMIUM)	SERAFast	5/0	1 x 0,70 cm	24	INCOLORA	4O10321L	209€
	SERAFast	5/0	1 x 0,45 cm	24	VIOLETA	JO10131L	199€
	SERAFast	6/0	1 x 0,45 cm	24	INCOLORA	4O07131L	209€
	SERAFast	6/0	1 x 0,70 cm	24	VIOLETA	JO07321L	209€
DSS15 (PREMIUM)	SERAFast	6/0	1 x 0,45 cm	24	INCOLORA	4O07131M	209€

Tiempos de reabsorción y de la fuerza tensil:

50% de resistencia a la tracción después de 8-13 días; 0% después de 90-120 días.

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.



Compra hoy y recíbelo mañana

Serapid

Multifilamento absorbible

Hilo de poliglicólico
Fotografía cortesía del Dr. Pablo Neira Vázquez

TIPO DE AGUJA	SUTURA	USP	LONG. HILO	UNID.	REFERENCIA	PRECIO
DS15	SERAPID	4/0	1 x 0,45 cm	24	30151313	130€
	SERAPID	6/0	1 x 0,45 cm	24	30071313	130€
DS18	SERAPID	3/0	1 x 0,70 cm	24	30203214	130€
	SERAPID	4/0	1 x 0,70 cm	24	30153214	130€
	SERAPID	5/0	1 x 0,45 cm	24	30101314	130€
DSS10 (PREMIUM)	SERAPID	6/0	1 x 0,70 cm	24	3007321S	242€
DSS13 (PREMIUM)	SERAPID	5/0	1 x 0,70 cm	24	3010321L	242€

Tiempos de reabsorción y de la fuerza tensil:

50% de resistencia a la tracción después de 5-7 días; 0% después de 42 días.

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.



Compra hoy y recíbelo mañana

Serafit

Multifilamento absorbible

Hilo de ácido poliglicólico.

TIPO DE AGUJA	SUTURA	USP	LONG. HILO	UNID.	COLOR	REFERENCIA	PRECIO
DS12	SERAFIT	4/0	1 x 0,70 cm	24	INCOLORA	50153212	118€
	SERAFIT	5/0	1 x 0,45 cm	24	INCOLORA	50101312	118€
DS15	SERAFIT	4/0	1 x 0,70 cm	24	INCOLORA	50153213	118€
	SERAFIT	5/0	1 x 0,70 cm	24	MORADA	60103213	118€
	SERAFIT	6/0	1 x 0,45 cm	24	INCOLORA	50071313	118€
DS18	SERAFIT	3/0	1 x 0,70 cm	24	MORADA	60203214	118€
	SERAFIT	4/0	1 x 0,70 cm	24	MORADA	60153214	118€
	SERAFIT	5/0	1 x 0,70 cm	24	MORADA	60103214	119€
DSS10 (PREMIUM)	SERAFIT	6/0	1 x 0,50 cm	24	INCOLORA	5007171S	209€
DSS13 (PREMIUM)	SERAFIT	4/0	1 x 0,45 cm	24	MORADA	6015131L	209€
	SERAFIT	5/0	1 x 0,45 cm	24	MORADA	6010131L	209€
	SERAFIT	6/0	1 x 0,70 cm	24	MORADA	6007321L	209€
DSS15 (PREMIUM)	SERAFIT	4/0	1 x 0,45 cm	24	MORADA	6015131L	209€
	SERAFIT	5/0	1 x 0,45 cm	24	INCOLORA	5010131T	209€

Hilo de sutura absorbible trenzado extremadamente flexible que permite el deslizamiento fluido de la sutura al colocarla, pero sin cortar los tejidos a su paso.

Tiempos de reabsorción y de la fuerza tensil:

50% de resistencia a la tracción después de 15-20 días; 0% después de 60-90 días.

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.



Compra hoy y recíbelo mañana



PeriAcryl®

Adhesivo tisular de cianocrilato

Fotografía cortesía del Dr. Javier Mayor Arenal


Adhesivo intraoral de cianoacrilato

PeriAcryl® 90HV es un apósito adhesivo de cianoacrilato, diseñado específicamente para ser utilizado en la cavidad oral.


Está compuesto por cianoacrilatos de n-butilo y de 2-octilo, que cuentan con propiedades específicas para funcionar como apósito líquido para cubrir el sitio donante de un injerto gingival libre, asegurar los tejidos injertados, reforzar las suturas, proteger las zonas suturadas, los tejidos blandos y favorecer su regeneración y crecimiento.

Se mantiene en su lugar hasta 14 días, cuando se hace una aplicación multicapas. Además, cuenta con un diseño de tapa único que permite mantener el bote abierto entre varios usos.

Estabilización y protección de injerto conectivo con PeriAcryl®



Fotografía cortesía del Dr. Pablo Neira Vázquez



Fotografía cortesía del Dr. Pablo Pavón Fraile


¿Dónde utilizar PeriAcryl? Indicaciones clínicas

- Tras la colocación de un implante dental.
- En una zona donante de encía.
- En una zona receptora de injerto de encía.
- En el margen periodontal tras una limpieza.
- Sobre el alveolo post-extracción, cubriendo el colágeno y la sutura.
- Tras un injerto óseo.



Ref. 00115900

Envase 10 unidosis 0,2 ml 100€



Ref. 00115901

Víal 0,5ml con 50 aplicadores 200€

NOVEDAD



Quantum®


Adesivo tisular de cianocrilato

Fotografía cortesía del Dr. José Nart

Adhesivo intraoral de cianoacrilato

Quantum es un adhesivo tisular de grado médico a base de n-Butil cianoacrilato. Está específicamente desarrollado para su aplicación en heridas e incisiones dérmicas, facilitando el proceso de curación y protegiendo la zona de factores externos.

Casos clínicos Dr. José Nart - Cicatrización del tejido en 15 días



Quantum Oral Adhesive

- Mecanismo de curado standard. Autopolimerizable.
- Se solidifica en segundos al contacto con las membranas de las mucosas. Esperar 30-40'' para un óptimo sellado.
- Alta viscosidad y biocompatible.

REF: CU-ME-042 153€ 1 Vial de 5gr con 50 aplicadores.



Quantum Light Curing Oral Adhesive

- Curado dual. Auto + fotopolimerizable.
- Superficie más lisa para mayor confort del paciente.
- Liberación de calor controlada para una polimerización segura y eficiente.
- Proporciona valores de adhesión, resistencia y durabilidad superiores a los adhesivos convencionales.

REF: CU-ME-045 45€ 2 Tubos monodosis 1gr con puntas desechables y fuente luz LED.

REF: CU-ME-044 175€ 10 Tubos monodosis 1gr con puntas desechables y fuente luz LED.

