







Compra hoy y recíbelo mañana

Cánulas Magic Needle

Para la aplicación de ácido hialurónico sin traumas

Fotografía cortesía de las Dras. Carmen Martín y Mariví Álvarez

¿POR QUÉ UTILIZAR LAS CÁNULAS MAGIC NEEDLE?

Están diseñadas especialmente para realizar técnicas de relleno dérmico con la máxima seguridad a la hora de introducir el producto. Su objetivo es minimizar o incluso anular los efectos secundarios que tienen las agujas a la hora de realizar un relleno.

- La punta biselada de las agujas normales hace que se corten pequeños vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas con el consiguiente hematoma y dolor.

La **punta roma** de Magic needle evita cortar vasos sanguíneos y la aparición de hematomas, por lo que se reduce el dolor.

- Su **flexibilidad y largura** permiten trabajar en el plano adecuado y hacer los abordajes con los mínimos puntos de entrada.

- La **salida lateral** del producto permite una aplicación homogénea, evitando granulomas.



VENTAJAS MAGIC NEEDLE

- Equilibrio perfecto entre rigidez y flexibilidad.
- Se desliza por la piel sin traumatizarla.
- Reduce el dolor de la inyección.
- Reduce el riesgo de necrosis.
- Reduce el tiempo de recuperación.



Cánula Magic Needle 22Gx57mm.

Recomendada para rellenos de alta densidad.

Ref.14200020 - Caja 25 uds **86€** - Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%



Cánula Magic Needle 22Gx70mm.

Recomendada para rellenos de alta densidad.

Ref.14200134 - Caja 25 uds **86€** - Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%



Cánula Magic Needle 25Gx40mm.

Recomendada para rellenos de alta y media densidad.

Ref.14200007 - Caja 25 uds **86€** - Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%



Cánula Magic Needle 25Gx50mm.

Recomendada para rellenos de alta y media densidad.

Ref.14200029 - Caja 25 uds **86€** - Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%



Cánula Magic Needle 27Gx37mm.

Recomendada para rellenos de media y baja densidad.

Ref.14200056 - Caja 25 uds **86€** - Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%



Cánula Magic Needle 30Gx27mm.

Una cánula de calibre fino para procedimientos delicados.

Ref.14200022 - Caja 25 uds **86€** - Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%



Compra hoy y recíbelo mañana

Agujas de mesoterapia

Para realizar intervenciones menos invasivas

Osteógenos Médica Library

Agujas mesoterapia *Intervenciones menos invasivas*

La mesoterapia con inyección manual requiere mayor precisión por parte del especialista para realizar los tratamientos en la zona correcta por medio de inyecciones subcutáneas. Estas agujas están indicadas para tratamientos de mesoterapia y sirven como complemento de cualquier jeringa convencional que presente un cono adaptador de tipo luer o luer-lock, por lo que pueden utilizarse en sustitución de las agujas de nuestras jeringas de ácido hialurónico Apriline, para reducir el traumatismo y realizar intervenciones menos invasivas.

Están disponibles en tres diámetros 25G (0,50 mm), 27G (0,40 mm) y 30G (0,30 mm) y en diferentes longitudes: 12-16 mm dependiendo de su uso previsto.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de sujeción elaborado en polipropileno translúcido.
- Aguja de acero inoxidable de grado médico.
- Superficie extremadamente suave siliconizada.
- Triple bisel.
- Esterilización por óxido de etileno.
- Conector Luer Lock y Luer Slip transparente en PE.



ENVASE Y PRECIO

Agujas 25G.

Ref. 4657853

25G 5/8 0,5x16 mm.

Caja 100 uds **5,20€**

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Agujas 27G.

Ref. N16101

27G 1/2 0,4x12 mm.

Caja 100 uds **5,20€**

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Agujas 30G.

Ref. 4656300

30G 1/2 0,3x12 mm.

Caja 100 uds **5,20€**

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

